

## 手动八通道移液器

Manual 8-Channel Pipette



## 手动八通道移液器

Manual 8-Channel Pipette

### 产品特点 Features

完全高压灭菌，无需拆卸，最大的方便和防止污染；增强抗紫外线；高性能，重量轻，操作方便；无疲劳工作，方便手指搁置；用特殊材料制成，以更好地防止化学和物理腐蚀；移液管手柄具有热塑性弹性体涂层，以防止身体热传递到内部零件，即使在连续使用期间也具有高精度；移液时，体积显示始终可见；在没有任何特殊工具的情况下清洁，修理和校准；新的锥形头设计，用于平滑安装多个端头；颜色编码便于识别；货架安装支架，高效处理和存储；根据ISO8655提供单独的质量证书（QC）和校准报告。



- 歧管可以旋转360度，以允许任何方便的移液角度
- 特殊设计的带O型圈的尖头圆锥
- 无泄漏操作
- 平滑轻便的装载和弹出
- 各种尖头选择
- 每个通道单独校准
- 包括智能单通道移液器的所有创新功能

### 手动八通道移液器参数表

8-channel pipette parameter table

型号	货号	颜色标识	量程 [ul]	最小增量 [ul]	测试体积 [ul]	系统误差 (±) ul	系统误差 (±) %	偶然误差 (≤) ul	偶然误差 (≤) %
VP8-10	SMA8-010	●	0.5-10 ul	0.02	1	0.025	2.5	0.012	1.2
					5	0.075	1.5	0.03	0.6
					10	0.1	1	0.04	0.4
VP8-20	SMA8-020	●	2-20ul	0.02	2	0.05	2.5	0.04	2
					10	0.15	0.15	0.05	0.05
					20	0.2	1	0.06	0.3
VP8-50	SMA8-050	●	5-50ul	0.1	5	0.125	2.5	0.075	1.5
					25	0.375	1.5	0.2	0.8
					50	0.5	1	0.25	0.5
VP8-100	SMA8-100	●	10-100ul	0.1	10	0.15	1.5	0.12	1.2
					50	0.4	1	0.15	0.3
					100	0.8	1.8	0.25	0.25
VP8-200	SMA8-200	●	20-200ul	0.2	20	0.28	1.4	0.1	0.5
					100	0.8	0.8	0.2	0.2
					200	1	0.5	0.3	0.15
VP8-300	SMA8-300	●	30-300ul	0.2	30	0.45	1.5	0.3	1
					150	0.8	0.8	0.25	0.25
					300	2.4	0.8	0.45	0.15